
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย	ฝ่ายธนาคารเลือด BLOOD BANK	Name	Ageyears	Sex.....			
		HN.....AN.....	Requested By/Code.....				
รายการตรวจทางธนาคารเลือด		Specimen : EDTA		ชนิดการส่งตรวจ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ต่วน			
<input type="checkbox"/> BB 119 Monospecific Direct antiglobulin test (Gel method) <input type="checkbox"/> BB 773 Direct antiglobulin test (Gel method) <input type="checkbox"/> BB 774 Antibody screening (indirect antiglobulin test) (gel test) <input type="checkbox"/> BB 775 Blood group (ABO , Rh (D)) <input type="checkbox"/> BB 776 Antigen typing (C,c,E,e,K) Gel method <input type="checkbox"/> BB 771 Antibody identification <input type="checkbox"/> BB 772 Antibody titration <input type="checkbox"/> BB 777 ค่าอุปกรณ์เชื่อมถุงเลือดโดยเครื่องอัตโนมัติ + ถุงแบ่งเลือด		ส่งตรวจจากโรงพยาบาล : E - mail :					
สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารเลือดเท่านั้น		Indirect Antiglobulin Test					
Direct Antiglobulin test		RT	37 °C	AHG	CCC	CAT	CAT ENZ
Cell grouping	Anti -A	Anti-B	Anti-D	ผลหมู่ ABO	ผลหมู่ Rh	DAT	O ₁
Serum grouping	A cells	B cells	O cells	IgG	O ₂
	C3d	O ₃
	O ₄
	O ₅
	O ₆
	O ₇
	Auto Control
ผู้ตรวจ วันที่							
Rev.02 1/11/67		SD-Ex 19.3					

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย	ฝ่ายธนาคารเลือด BLOOD BANK	Name	Ageyears	Sex.....			
		HN.....AN.....	Requested By/Code.....				
รายการตรวจทางธนาคารเลือด		Specimen : EDTA		ชนิดการส่งตรวจ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ต่วน			
<input type="checkbox"/> BB 119 Monospecific Direct antiglobulin test (Gel method) <input type="checkbox"/> BB 773 Direct antiglobulin test (Gel method) <input type="checkbox"/> BB 774 Antibody screening (indirect antiglobulin test) (gel test) <input type="checkbox"/> BB 775 Blood group (ABO , Rh (D)) <input type="checkbox"/> BB 776 Antigen typing (C,c,E,e,K) Gel method <input type="checkbox"/> BB 771 Antibody identification <input type="checkbox"/> BB 772 Antibody titration <input type="checkbox"/> BB 777 ค่าอุปกรณ์เชื่อมถุงเลือดโดยเครื่องอัตโนมัติ + ถุงแบ่งเลือด		ส่งตรวจจากโรงพยาบาล : E - mail :					
สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารเลือดเท่านั้น		Indirect Antiglobulin Test					
Direct Antiglobulin test		RT	37 °C	AHG	CCC	CAT	CAT ENZ
Cell grouping	Anti -A	Anti-B	Anti-D	ผลหมู่ ABO	ผลหมู่ Rh	DAT	O ₁
Serum grouping	A cells	B cells	O cells	IgG	O ₂
	C3d	O ₃
	O ₄
	O ₅
	O ₆
	O ₇
	Auto Control
ผู้ตรวจ วันที่							
Rev.02 1/11/67		SD-Ex 19.3					

